



Petminato

Literatura Técnica

Somente para uso veterinário

Limpa Lâminas de Cortador de Pelos - Uso Veterinário

APRESENTAÇÃO: Almotolia com volume líquido de 300 ml.

INDICAÇÃO: **Petminato® Limpa Lâminas** remove a oleosidade e pelos acumulados nas lâminas após o uso, que reduzem o seu desempenho e vida útil. **Petminato® Limpa Lâminas** também tem ação higienizante.

FORMA DE ATUAÇÃO DO PRODUTO: **Petminato® Limpa Lâminas** possui em sua formulação uma mistura de ácidos passivados e emulgadores orgânicos que atuam na incrustação e na remoção das sujidades presentes nas lâminas.

MODO DE USAR: Coloque cerca de 30ml de **Petminato® Limpa Lâminas** numa vasilha, e com a máquina de tosa funcionando, mergulhe **SOMENTE** as lâminas, e aguarde 10 segundos. Desligue a máquina, e a mantenha voltada para baixo para escorrer o produto. Seque-a completamente com um pano ou papel absorvente. Após a última limpeza do dia, retire as lâminas e aplique uma fina camada de óleo lubrificante para melhor conservá-las. No dia seguinte, inicie com a limpeza das lâminas para a remoção do óleo lubrificante. Se preferir, remova as lâminas da máquina e mergulhe-as numa vasilha com **Limpa Lâminas Petminato®**, efetuando a limpeza com pincel ou escova.

PRECAUÇÕES:

- Ao utilizar o produto nas lâminas montadas, certifique-se de não imergir na solução nenhuma outra parte da máquina além das lâminas, sob risco de curto circuito.
- Não nos responsabilizamos pelo uso incorreto do produto.
- Não ingerir. Havendo ingestão acidental, não provoque o vômito e procure imediatamente um médico.
- Mantenha fora do alcance de crianças.
- Mantenha em local fresco e protegido da luz solar.

VALIDADE: 2 anos da data de fabricação.

Última Revisão deste documento em: 20 de Janeiro de 2011

ENDEREÇO
Rua Benedito Bonzon Penteado, 526
Vila Pacaembu
Piracicaba - SP
CEP.: 13.424.485



Contato
Tel.: 19 3435 9289
Tel.: 19 3422 3042
Cel.: 19 8140 8415
e.mail : petminato@petminato.com.br
Site.: www.petminato.com.br